



نحوه چسباندن کیسه ادرار نوزاد

ابتدا وسایل زیر را از قبل تهیه و آماده شود:

- یک بسته دستمال توالت جهت تمیز کردن ناحیه تناسلی
- یک کیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag)
- یک ظرف پلاستیکی استریل برای نگهداری و انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه

مراحل زیر جهت اخذ نمونه به ترتیب انجام دهید:

- ناحیه تناسلی نوزاد را تمیز نمایید.
- اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشک شود.
- برای خشک کردن سریع به اطراف ناحیه تمیز شده کاغذ یا دستمال توالت نکشید.
- کیسه مخصوص جمع آوری ادرار نوزادان یا اطفال را به طور محکم به ناحیه تناسلی کودک بچسبانید .
- فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد به داخل کیسه جمع آوری کیسه را از ناحیه تناسلی کودک جدا کرده و در داخل ظرف قرار دهید .
- توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار برچسب نام خانوادگی و نوع نمونه نیز الصاق شده باشد.
- نمونه تهیه شده فوراً پس از جمع آوری در یخچال قرار داده شود و در همان روز به آزمایشگاه تحویل گردد.